

■ ウイルス飛沫防止フェースガード（使い捨て）の作り方



★万一、家族が感染したら、こんなものも必要かも！

A4版サイズの透明ポリ袋で誰でも作れる！

☆完成！こんな感じ！飛沫をガード




① 用意するもの

材料；A4版の透明ポリ袋

（A4 クリアポケット E048 ダイソー）

・テープ（布又はビニールテープ）

道具；ハサミ、定規



④ マスクと一緒に使えます。

ネガネの枝で両サイドをしっかり固定できます。
帽子もこの上からかぶれます！


① 1辺を切り開く

ハサミで透明ポリ袋の1辺だけ切り開きます。




② 補強テープを張る

上から14cm
横端から12cmの
一に5cmのテープ
を両面に貼る



③ 1cmの切り込みを入れる。

上下に2つ折りし
ハサミで切る。



⑤ メガネを挟み込む

内側からメガネの枝を切り込みに差し込み、両端を外へ出して完成！

